





康譜企業有限公司




康譜企業有限公司專精於足部釋壓保健用品、醫療彈性襪與骨科復健類護具產品之開發、製造與銷售。我們的研究與開發團隊擁有豐富的創造力、專業的技術能力及所需的專業知識，以高度的熱情和想像力來學習日新月異的技術與研發新產品，來提高市場佔有率。我們累積了豐富的經驗並與客戶們建立了穩定忠實的長期合作關係，所有產品 100% 台灣製造、行銷全球，並擁有 CE、FDA 及 ISO 13485 的認證，銷售於全球的健康照護市場。

康譜企業有限公司的品牌 EuniceMed® 亦持續致力於達成在業界領先的設計開發與生產服務，並逐步的開發創新的醫療保健產品。我們提供了最佳的品質與合理的價錢，正積極尋找世界各地的代理商合作品牌的推廣。

我們亦在尋找最佳的代工 / 設計代工夥伴，基於專業技術與創新精神，我們致力於提供有競爭力的價格與高品質的產品，成為您品牌的最佳後盾。我們相信在跨國際的合作上可創造雙贏的局面，因此，我們持續創新並提供高品質的產品與最佳的服務，用最具有競爭力的價格及迅速的到貨來達成這個目標。

骨科復健類護具產品

身體各部位之護具，包含基礎保健款至傷後復原輔助款，有針織、Neoprene、Foam等不同材質產品。




醫療彈性襪系列

漸進式的壓力設計，有效改善循環功能，預防並減緩靜脈曲張之現象。包含舒適型、超彈性型、旅行襪、抗血栓襪、糖尿病足保健襪等系列產品。



足部釋壓保健用品

有關乎足部健康之各類矽膠及凝膠產品，以醫療級原料製作，可吸震、減少摩擦的不適、並釋放過大的足底壓力，產品包含各類功能性鞋墊、輔助墊片與減壓、防摩擦產品。





骨科復健類護具產品

優妮思骨科復健類護具產品，以專業技術與創新研發，提供使用者全方位的性能，極佳的保護與最好的舒服感



透氣：提供極佳舒服感的透氣性材質



竹炭遠紅外線材質：竹炭遠紅外線可增進身體的循環，維持健康狀況



加強支撐：支條配件可加強產品對身體的支撐性，並避免活動時造成患處的二次受傷



矽膠 / 凝膠墊片：提供關節處適當的加壓並有些許的按摩舒緩效果



加強綁帶：提供舒適的壓力以幫助關節的穩定，避免受傷



專利產品：創新的專利產品，提供使用者全方位的性能與完善的保護

Orthopedic support



凝膠墊片護肘

特色

- 加壓並舒緩因網球肘和高爾夫球所引起的肌肉和肌腱疼痛。
- 凝膠墊片可加壓並穩固受傷的部位。
- 提供肘關節適當的壓力。

S	15 - 20 cm	6 - 8"
M	20 - 25 cm	8 - 10"
L	25 - 30 cm	10 - 12"
XL	30 - 35 cm	12 - 14"

材質

尼龍、彈性纖維、凝膠墊片

QTY: 1 PC

適用症狀

- 上髌炎
- 網球肘 / 高爾夫球肘



竹炭護肘

特色

- 提供肘關節適當的壓力，穩定肘關節的結構。
- 添加竹炭線紗，可釋放遠紅外線，促進局部的循環。
- 保護輕微受傷的手肘。

S	15 - 20 cm	6 - 8"
M	20 - 25 cm	8 - 10"
L	25 - 30 cm	10 - 12"
XL	30 - 35 cm	12 - 14"

材質

尼龍、彈性纖維、竹炭纖維

QTY: 1 PC

適用症狀

- 肘關節無力
- 手肘疼痛



竹炭針織護腕

特色

- 提供手腕適當壓力，穩定腕關節。
- 添加竹炭線紗，可釋放遠紅外線，促進局部循環。
- 保護輕微受傷的手腕。

S	14.5 - 16.5 cm	5 ¾ - 6 ½"
M	16.5 - 18.5 cm	6 ½ - 7 ¼"
L	18.5 - 21.5 cm	7 ¼ - 8 ½"
XL	21.5 - 23.5 cm	8 ½ - 9 ¼"

材質

尼龍、彈性纖維、竹炭纖維

QTY: 1 PC

適用症狀

- 腕關節無力
- 手腕疼痛



凝膠墊片護腕

特色

- 保護輕微受傷或疼痛的腕關節。
- 柔軟的凝膠墊片舒緩腕部的疼痛。
- 減少手腕再度受傷的機率。

分左右手		
S	13 - 17 cm	5 - 6¾"
L	17 - 25 cm	6¾ - 9¾"

材質

尼龍、彈性纖維、凝膠墊片

QTY: 1 PC

適用症狀

- 腕隧道症候群





CPO-1603

竹炭護膝

特色

- 保護膝關節結構，並給予適當的壓力。
- 添加竹炭線紗，可釋放遠紅外線，促進局部的循環。
- 保護輕微受傷或疼痛的膝關節。

S	28.5 – 33.5cm	11 ¼ – 13 ¼"
M	33.5 – 39 cm	13¼ – 15 ½"
L	39 – 44.5 cm	15 ½– 17 ½"
XL	44.5 – 50 cm	17 ½ – 19 ¾"

材質

尼龍、彈性纖維、竹炭纖維

QTY : 1 PC

適用症狀

- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



CPO-1604

踝關節小腿束套

特色

- 給予小腿部適當的壓力，提升腿部肌力表現。
- 幫助增加腳踝的穩定性。
- 露趾設計。

S	28 – 31cm	11 – 12¼"
L	31 – 35 cm	12 ¼– 13 ¾"

材質

尼龍、萊卡

QTY : 1 PR

適用症狀

- 疲勞的雙腿和腳踝
- 小腿無力



CPO-1605

小腿束套

特色

- 給予小腿部適當的壓力，提升腿部肌力表現。
- 幫助減輕小腿的疼痛或疲勞感。
- 穿戴簡便。

S	28 – 31cm	11 – 12 ¼"
L	31 – 35 cm	12 ¼– 13 ¾"

材質

尼龍、萊卡

QTY : 1 PR

適用症狀

- 小腿無力
- 疲勞的腿



CPO-1606

加強型矽膠墊片護膝

特色

- 雙側條扁彈簧幫助膝關節的支撐。
- 矽膠墊圈加強髌骨的穩定性。
- 提供膝關節適當的壓力，穩定膝關節的結構。

S	33 – 36cm	13-14"
M	36 – 38cm	14-15"
L	38 – 41cm	15-16"
XL	41 – 46cm	16-18"
XXL	46 – 52cm	18-20½"

材質

尼龍、彈性纖維、矽膠墊片、扁彈簧

QTY : 1 PC

適用症狀

- 退化性關節炎
- 髌骨不穩定
- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



Orthopedic support



扁彈簧支撐型護膝

| 特色 |

- 雙側條扁彈簧幫助膝關節的支撐。
- 提供膝關節適當的壓力，穩定膝關節的結構。
- 保護輕微受傷或疼痛的膝關節。

S	33 - 36cm	13-14"
M	36 - 38cm	14-15"
L	38 - 41cm	15-16"
XL	41 - 46cm	16-18"

| 材質 |

尼龍、彈性纖維、扁彈簧

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 退化性關節炎
- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



凝膠墊片護膝

| 特色 |

- 圓形凝膠墊片穩定髌骨結構。
- 提供膝關節適當的壓力，穩定膝關節的結構。
- 保護輕微受傷或疼痛的膝關節。

S	28.5 - 33.5cm	11 ¼ - 13 ¼"
M	33.5 - 39 cm	13 ¼ - 15 ½"
L	39 - 44.5 cm	15 ½ - 17 ½"
XL	44.5 - 50 cm	17 ½ - 19 ¾"

| 材質 |

尼龍、彈性纖維、凝膠墊片

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 髌骨不穩定
- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



竹炭護踝

| 特色 |

- 保護輕微受傷或疼痛的踝關節。
- 給予踝關節適當的壓力。
- 添加竹炭線紗，可釋放遠紅外線，促進局部的循環。

S	15.5 - 21cm	6 - 8 ¼"
M	21 - 26 cm	8 ¼ - 10 ¼"
L	26 - 31 cm	10 ¼ - 12 ¼"
XL	31 - 36 cm	12 ¼ - 14 ¼"

| 材質 |

尼龍、彈性纖維、竹炭纖維

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 腳踝疼痛
- 踝關節無力



矽膠墊片護踝

| 特色 |

- 雙側矽膠墊片提供舒適的壓力並穩定踝關節。
- 對踝關節提供適當的壓力。

S	15-20cm	6-8"
M	20-25cm	8-10"
L	25-30cm	10-12"
XL	30-35cm	12-14"

| 材質 |

尼龍、彈性纖維、矽膠墊片

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 踝關節不穩定
- 踝關節疼痛或無力
- 踝關節扭傷





CPO-2301

網球肘束帶

| 特色 |

- 加壓並舒緩因網球肘和高爾夫球所引起的肌肉和肌腱疼痛。
- 矽膠墊片可針對疼痛點做特別的加壓舒緩。

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、矽膠墊片

QTY: 1 PC

| 適用症狀 |

- 網球肘
- 高爾夫球肘



One Size



CPO-2302

網球肘 / 高爾夫球肘束帶

| 特色 |

- 墊片中央突點，可有效針對網球肘 / 高爾夫球肘受傷的肌腱加壓止痛，幫助患處減少二度運動傷害。
- 弧狀設計緊密貼合體型，穿戴更加舒適。
- 薄型矽膠墊片，加上一片式的設計，讓使用更輕巧，提升運動的性能。
- 穿戴簡單，容易調整，讓活動更方便。

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、矽膠墊片

QTY: 1 PC

| 適用症狀 |

- 網球肘
- 高爾夫球肘



One Size



CPO-2401

拇指手腕護套

| 特色 |

- 針對手掌與手腕部位給予適當的保護與壓力。
- 彈性黏扣帶，可穩定腕關節。
- 提供基本的保護，舒緩手部的僵硬或疼痛。

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、彈性纖維

QTY: 1 PC

| 適用症狀 |

- 手部僵硬
- 手腕無力
- 腕關節扭傷



S	14.5 – 16.5cm	5 ¾ – 6 ½"
M	16.5 – 18.5 cm	6 ½ – 7 ¼"
L	18.5 – 21.5 cm	7 ¼ – 8 ½"
XL	21.5 – 23.5 cm	8 ½ – 9 ¼"



CPO-2402

拇指固定護套

| 特色 |

- 穩定因腱鞘炎而造成的姆指外側至手腕的疼痛。
- 鋁製姆指固定條，減少患處活動造成疼痛與再度傷害。

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、彈性纖維、鋁條

QTY: 1 PC

| 適用症狀 |

- 狹窄性腱鞘炎
- 姆指扭傷



S	14.5 – 16.5cm	5 ¾ – 6 ½"
M	16.5 – 18.5 cm	6 ½ – 7 ¼"
L	18.5 – 21.5 cm	7 ¼ – 8 ½"
XL	21.5 – 23.5 cm	8 ½ – 9 ¼"

Orthopedic support



加強型固定護腕

| 特色 |

- 適用於腕隧道症候群。
- 手腕上下兩片夾板，加強腕關節的固定，減少患處的疼痛與再度傷害。

分左右手

S	14.5 - 16.5cm	5 ¾ - 6 ½"
M	16.5 - 18.5 cm	6 ½ - 7 ¼"
L	18.5 - 21.5 cm	7 ¼ - 8 ½"
XL	21.5 - 23.5 cm	8 ½ - 9 ¼"

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、鋁條

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 腕隧道症候群
- 腕關節扭傷
- 遠端橈骨骨折



纏繞式護腕

| 特色 |

- 提供腕關節的穩定性。
- 穿戴簡便，容易調整。

One Size

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、彈性纖維

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 手腕疼痛
- 手腕無力



透氣型纏繞護腕

| 特色 |

- 提供腕關節的穩定性。
- 透氣材質，穿戴更舒適。
- 使用便利，容易調整。

One Size

| 材質 |

TPE、尼龍、聚酯纖維

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 手腕疼痛
- 手腕無力



可調纏繞式護膝

| 特色 |

- 穿戴簡便，可隨體型做調整。
- 增加膝關節的穩定。
- 舒緩肌肉和膝關節的不適。

One Size

| 材質 |

合成橡膠、尼龍

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 膝關節無力
- 膝關節疼痛





支撐型護膝

| 特色 |

- 兩側支撐轉軸，幫助膝關節的穩定。
- 前端開口設計，穩定髌骨的位置。
- 黏扣帶設計可提供舒適的壓力並貼合腿型。

S	33 - 37cm	13 - 14 ½"
M	37 - 41 cm	14 ½ - 16"
L	41 - 45 cm	16 - 17 ¾"
XL	45 - 49 cm	17 ¾ - 19 ¼"

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、彈性纖維、銅

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 無力或勞損的膝蓋
- 退化性關節炎
- 輕度拉傷 / 扭傷的膝蓋



CPO-2602



纏繞式綁帶護膝

| 特色 |

- 雙邊扁彈簧幫助支撐膝關節。
- 前方開口設計及矽膠墊片，提定適當的壓力並穩定髌骨。
- 符合人體工學設計的纏繞式綁帶，幫助穩定膝關節。

S	33 - 37cm	13 - 14 ½"
M	37 - 41 cm	14 ½ - 16"
L	41 - 45 cm	16 - 17 ¾"
XL	45 - 49 cm	17 ¾ - 19 ¼"

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、矽膠墊片、銅

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 無力或勞損的膝蓋
- 退化性關節炎
- 輕度拉傷 / 扭傷的膝蓋



CPO-2603



髌骨穩定型護膝

| 特色 |

- 穿戴簡便，可隨體型做調整。
- 前方開口設計及矽膠墊片，提供適當的壓力並穩定髌骨。

One Size

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、矽膠墊片

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 髌骨不穩定
- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



CPO-2605



髌骨帶

| 特色 |

- 穿戴簡單，調整容易。
- EVA 墊片可針對髌骨肌腱做加壓。
- 緩解髌骨軟化症的疼痛。

One Size

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、彈性纖維、

EVA 泡棉 (乙烯)

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 髌骨軟化症
- 髌骨不穩定



CPO-2606

Orthopedic support



髌骨固定型護膝

| 特色 |

- 矽膠墊片與綁帶可針對髌骨加壓穩定。
- 雙側條扁彈簧幫助膝關節的支撐。
- 提供膝關節適當的壓力，穩定膝關節的結構。

S	33 – 37cm	13 – 14 ½"
M	37 – 41 cm	14 ½ – 16"
L	41 – 45 cm	16 – 17 ¾"
XL	45 – 49 cm	17 ¾ – 19 ¼"

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、矽膠、鋼

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 髌骨不穩定
- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



開放式支撐型護膝

| 特色 |

- 穿戴簡單，調整容易。
- 圓形墊片開口加強髌骨的穩定。
- 扁彈簧幫助膝關節支撐。

One Size

| 材質 |

合成橡膠、尼龍、聚酯纖維、鋼

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 髌骨不穩定
- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



調整型護踝

| 特色 |

- 穿戴簡便，可隨體型做調整。
- 增加踝關節的穩定。
- 協助扭傷的踝關節復原。

S	15.5 – 21cm	6 – 8 ¼"
M	21 – 26 cm	8 ¼ – 10 ¼"
L	26 – 31 cm	10 ¼ – 12 ¼"
XL	31 – 36 cm	12 ¼ – 14 ¼"

| 材質 |

合成橡膠、尼龍

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 踝關節不穩定
- 踝關節疼痛或無力
- 踝關節扭傷 / 拉傷



調整型護踝

| 特色 |

- 穿戴簡便，可隨體型做調整。
- 增加踝關節的穩定。
- 幫助緩解疼痛的肌肉和受傷的腳踝。

S	15.5 – 21cm	6 – 8 ¼"
M	21 – 26 cm	8 ¼ – 10 ¼"
L	26 – 31 cm	10 ¼ – 12 ¼"
XL	31 – 36 cm	12 ¼ – 14 ¼"

| 材質 |

合成橡膠、尼龍

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 踝關節不穩定
- 踝關節疼痛或無力
- 踝關節扭傷 / 拉傷



CPO-2705

跟腱保護墊護踝

特色

- 穿戴簡便，可隨體型做調整。
- 凝膠墊片提供跟腱的保護。
- 增加踝關節的穩定。

S	20 – 26 cm	8 – 10 ¼"
L	26 – 32 cm	10 ¼ – 12 ½"

材質

合成橡膠、尼龍、聚酯纖維、凝膠墊片

QTY : 1 PC

適用症狀

- 跟腱炎
- 踝關節不穩定
- 踝關節扭傷 / 拉傷



CPO-2706

調整型護踝

特色

- 穿戴簡便，可隨體型做調整。
- 增加踝關節的穩定。
- 幫助緩解疼痛的肌肉和受傷的腳踝。

S	15.5 – 21cm	6 – 8 ¼"
M	21 – 26 cm	8 ¼ – 10 ¼"
L	26 – 31 cm	10 ¼ – 12 ¼"
XL	31 – 36 cm	12 ¼ – 14 ¼"

材質

合成橡膠、尼龍

QTY : 1 PC

適用症狀

- 踝關節疼痛或無力
- 踝關節不穩定
- 踝關節扭傷 / 拉傷



CPO-3101

泡棉頸圈

特色

- 穩定頸椎於直立的姿勢範圍。
- 黏扣帶設計，方便依需求調整穿戴。

S	25.5 – 33cm	10 – 13"
M	33 – 40.5 cm	13 – 16"
L	40.5 – 48 cm	16 – 19"

材質

棉、PU泡棉

QTY : 1 PC

適用症狀

- 頸椎輕微不適
- 頸部肌肉拉傷 / 扭傷



CPO-4101

費城頸圈

特色

- 提供頸椎穩定性並限制活動範圍。
- 前方開口可適用於氣切病患。
- 黏扣帶設計，方便調整。

S	25.5 – 33cm	10 – 13"
M	33 – 40.5 cm	13 – 16"
L	40.5 – 48 cm	16 – 19"

材質

泡棉、聚丙烯塑膠、尼龍

QTY : 1 PC

適用症狀

- 頸椎退化或骨刺
- 頸椎術後復原使用
- 頸椎骨折



Orthopedic support



鋁製手指夾板

| 特色 |

- 固定脫臼或骨折的手指。

S	7.5 cm
M	10.3 cm
L	14 cm

| 材質 |

鋁、PE (聚乙烯泡棉)

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 指骨脫臼
- 指骨骨折



鋁製手指夾板

| 特色 |

- 保護受傷的指端。
- 用於全手指的固定。

S	4.5 cm
M	7 cm
L	8.5 cm

| 材質 |

鋁、PE (聚乙烯泡棉)

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 指骨過度伸展或脫臼
- 指關節副韌帶受傷
- 指骨骨折



鋁製手指夾板

| 特色 |

- 保護受傷的指端。
- 用於全手指的固定。

S	4.5 cm
M	7 cm
L	8.5 cm

| 材質 |

鋁、PE (聚乙烯泡棉)

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 指骨過度伸展或脫臼
- 指關節副韌帶受傷
- 指骨骨折



鋁製手指夾板

| 特色 |

- 保護受傷的指端。
- 用於全手指的固定。

S	5 cm
M	6 cm
L	7 cm

| 材質 |

鋁、PE (聚乙烯泡棉)

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 指骨過度伸展或脫臼
- 指關節副韌帶受傷
- 指骨骨折





CPO-4405

鋁製手指夾板

特色

- 可調整形狀，將受傷的手指固定於適當的角度。

S	5.5 cm
M	7.5 cm
L	8 cm

材質

鋁、PE (聚乙烯泡棉)

QTY : 1 PC

適用症狀

- 指骨脫臼
- 指骨骨折



CPO-4406

鋁製手指夾板

特色

- 用於穩定前端骨折的手指。
- 可依需求調整形狀，固定手指於些微的彎曲或伸展狀態。

S	7 cm
M	10 cm
L	10.5 cm

材質

鋁、PE (聚乙烯泡棉)

QTY : 1 PC

適用症狀

- 指骨脫臼
- 指骨骨折



CPO-4407

塑膠手指夾板

特色

- 固定脫臼或骨折的手指。
- 固定並保護受傷的手指。

	內部高	內部寬	長度
1	14cm	17cm	50cm
2	15cm	17cm	52cm
3	18cm	19cm	56cm
4	19cm	19cm	61cm
5	19cm	20cm	56cm
5.5	22cm	24cm	60cm
6	23cm	26cm	61cm
7	25cm	27cm	62cm

材質

ABS

QTY : 1 PC

適用症狀

- 指骨過度伸展或脫臼
- 指關節副韌帶受傷
- 指骨骨折



CPO-4701

凝膠氣囊踝關節夾板

特色

- 上半部為氣囊，下半部為凝膠設計，可將踝關節做適當的包覆。
- 兩側白色夾板可穩定受傷的踝關節避免內翻或外轉。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½

材質

聚丙烯塑膠、聚氯乙烯塑膠、
尼龍、凝膠

QTY : 1 PC

適用症狀

- 踝關節扭傷 / 拉傷
- 急性踝關節受傷
- 輕度腫脹的腳踝



Orthopedic support



CPO-4702

調整型氣囊踝關節夾板

| 特色 |

- 充氣式氣囊，對踝關節的服貼性佳。
- 兩側白色夾板可穩定受傷的踝關節避免內翻或外轉。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½

| 材質 |

聚丙烯塑膠、聚氯乙烯塑膠、
聚乙烯塑膠、尼龍

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 踝關節扭傷 / 拉傷
- 急性踝關節受傷
- 輕度腫脹的腳踝



CPO-4703

冰敷踝關節夾板

| 特色 |

- 內層為冰敷凝膠墊片，可針對受傷的踝關節做冰敷消腫處理。
- 冰敷墊片由冷凍庫中取出可保持 30 分鐘的冰敷溫度。
- 兩側白色夾板可穩定受傷的踝關節避免內翻或外轉。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½

| 材質 |

聚丙烯塑膠、聚乙烯塑膠、尼龍、
PU

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 踝關節扭傷 / 拉傷
- 急性踝關節受傷
- 輕度腫脹的腳踝



CPO-6403

雙層護腕

| 特色 |

- 雙層加壓綁帶，加強對腕關節的穩定。
- 保護受傷的手腕。
- 穿戴簡便，容易調整。

One Size

| 材質 |

尼龍、橡膠、聚酯纖維

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 手腕疼痛
- 手腕無力



CPO-6404

拇指固定護套

| 特色 |

- 減少因腱鞘炎而造成的拇指外側至手腕的疼痛。
- 鋁製拇指固定條，減少患處活動造成疼痛與再度傷害。
- 針織材質減少悶熱感，穿戴上更服貼手型。

S	13 - 17 cm	5 - 6¾"
L	17 - 25 cm	6¾ - 9¾"

| 材質 |

棉、人造棉、橡膠、鋁

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 狹窄性腱鞘炎
- 拇指扭傷





CPO-6202

護腰帶

特色

- 9 吋高。
- 腰背部四支薄鋼條提供穩定的支撐。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"
XXL	109 - 119 cm	43 - 47"

材質

聚酯纖維、棉、橡膠、尼龍、銅

QTY : 1 PC

適用症狀

- 下背痛
- 腰椎退化或骨刺
- 腰椎滑脫
- 背部拉傷



CPO-6204

透氣舒適型護腰帶

特色

- 8 吋高。
- 腰背部四支薄鋼條提供穩定的支撐。
- 使用超薄透氣網布，減少悶熱感。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"

材質

尼龍、聚酯纖維、棉、橡膠、銅

QTY : 1 PC

適用症狀

- 下背痛
- 腰椎退化或骨刺
- 背部拉傷



CPO-6206

磁石護腰帶

特色

- 腰部與腹部的磁石設計，可幫助身體的循環功能。
- 6 吋高，包覆性佳。
- 適合一般保健使用。

S	58 - 68 cm	23 - 27"
M	68 - 80 cm	27 - 31 ½"
L	80 - 92 cm	31 ½ - 36"
XL	92 - 105 cm	36 - 41 ¼"

材質

聚酯纖維、尼龍、棉、橡膠、磁石

QTY : 1 PC

適用症狀

- 下背痛
- 背部拉傷



CPO-6207

保健束腹帶

特色

- 6 吋高，服貼度高。
- 背面二支塑膠條輔助，適合一般保健使用。
- 增加腹壓，幫助增進腰部肌力。
- 彈性材質提供最大舒適度，輕便，透氣。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"

材質

棉、尼龍、橡膠

QTY : 1 PC

適用症狀

- 下背痛
- 背部拉傷



Orthopedic support



CPO-6208

6" 護腰帶

特色

- 6 吋高，服貼度高。
- 腰背部四支塑膠條提供些微的支撐。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"

材質

棉、尼龍、聚酯纖維、橡膠、聚乙烯

QTY : 1 PC

適用症狀

- 下背痛
- 腰椎退化或骨刺
- 背部拉傷



CPO-6211

透氣舒適型護腰帶

特色

- 9 吋高。
- 腰背部四支薄鋼條提供穩定的支撐。
- 使用超薄透氣網布，減少悶熱感。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"


材質

尼龍、聚酯纖維、橡膠、鋼

QTY : 1 PC

適用症狀

- 下背痛
- 腰椎退化或骨刺
- 背部拉傷



CPO-6212

工作腰帶

特色

- 8 吋高。
- 四支塑鋼條提供下背部的支持。
- 可調式肩帶，方便工作上的使用需求。
- 外側加強帶，對腰部加壓並增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"

材質

尼龍、聚酯纖維、橡膠、塑膠

QTY : 1 PC

適用症狀

- 下背痛
- 背部拉傷





CPO-6213

透氣護腰帶

| 特色 |

- 8 吋高。
- 腰背部兩支塑鋼條提供穩定的支撐。
- 使用超薄透氣網布，減少悶熱感。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 68 cm	23 - 27"
M	68 - 80 cm	27 - 31 ½"
L	80 - 92 cm	31 ½ - 36"
XL	92 - 105 cm	36 - 41 ¼"

| 材質 |

尼龍、聚酯纖維、橡膠、棉、PP

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 下背痛
- 背部拉傷



CPO-6214

護腰帶

| 特色 |

- 9吋高。
- 腰背部四支薄鋼條提供穩定的支撐。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"

| 材質 |

橡膠、尼龍、聚酯纖維、鋼

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 下背痛
- 腰椎退化或骨刺
- 腰椎滑脫
- 背部拉傷



CPO-6223

反拉透氣護腰帶

| 特色 |

- 9吋高。
- 腰背部有四支塑膠條。
- 使用超薄透氣網布，減少悶熱感。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 ½"
M	70 - 85 cm	27 ½ - 33 ½"
L	85 - 100 cm	33 ½ - 39 ½"
XL	100 - 110 cm	39 ½ - 43 ¼"
XXL	109 - 119 cm	43 - 47"

| 材質 |

尼龍、聚酯纖維、PP

QTY : 1 PC

| 適用症狀 |

- 下背痛
- 腰椎退化或骨刺
- 背部拉傷





CPO-6601

後交叉護膝

特色

- 雙側扁彈簧，幫助膝關節之支撐。
- 使用透氣材質，減少悶熱感。
- 提供膝關節適當的壓力。
- 穩定膝關節的結構。

S	30 - 34 cm	11 7/8 - 13 3/8"
M	34 - 38 cm	13 3/8 - 15"
L	38 - 42 cm	15 - 16 1/2"
XL	42 - 46 cm	16 1/2 - 18 1/8"
XXL	46 - 50 cm	18 1/8 - 19 3/4"

材質

人造棉、聚酯纖維、鋼

QTY:1PC

適用症狀

- 膝關節無力
- 膝關節疼痛



CPO-7202

透氣護腰帶

特色

- 9吋高。
- 腰背部四支薄鋼條提供穩定性。
- 使用透氣網布，減少悶熱感。
- 外側加強帶，增加腰帶的服貼性。

S	58 - 70 cm	23 - 27 1/2"
M	70 - 85 cm	27 1/2 - 33 1/2"
L	85 - 100 cm	33 1/2 - 39 1/2"
XL	100 - 110 cm	39 1/2 - 43 1/4"

材質

尼龍、PP、聚酯纖維、鋼

QTY:1PC

適用症狀

- 下背痛
- 腰椎退化或骨刺
- 背部拉傷



專利產品
CPO-7304

網球肘 / 高爾夫球肘束帶

特色

- 墊片中央突點，可有效針對網球肘 / 高爾夫球肘受傷的肌腱加壓止痛，幫助患者減少二度運動傷害。
- 弧狀設計緊密貼合體型，穿戴更加舒適。
- 薄型矽膠墊片，加上一片式的設計，讓使用更輕巧，提升運動的性能。
- 穿戴簡單，容易調整，讓活動更方便。

S	20 - 28 cm	8 - 11"
L	28 - 34 cm	11 - 13 1/2"

材質

合成橡膠、尼龍、矽膠墊片、聚酯纖維

QTY:1PC

適用症狀

- 網球肘
- 高爾夫球肘





CPO-7401

拉帶式透氣護腕

特色

- 適用於腕隧道症候群。
- 鋁製夾板加強腕關節的穩定。
- 穿戴方便。

材質

尼龍、聚酯纖維、鋁

QTY:1PC

適用症狀

- 腕隧道症候群
- 腕關節扭傷
- 遠端橈骨骨折

S	14.5 – 16.5cm	5 3/4 – 6 1/2"
M	16.5 – 18.5 cm	6 1/2 – 7 1/4"
L	18.5 – 21.5 cm	7 1/4 – 8 1/2"
XL	21.5 – 23.5 cm	8 1/2 – 9 1/4"



CPO-7701

透氣加強式護踝

特色

- 踝關節扭傷的康復期適用。
- 兩片塑膠夾板加強固定關節。

材質

尼龍、聚酯纖維、PE

QTY:1PC

適用症狀

- 踝關節不穩定
- 踝關節扭傷 / 拉傷

S	15.5 - 21 cm	6 - 8 1/4"
M	21 - 26 cm	8 1/4 - 10 1/4"
L	26 - 31 cm	10 1/4 - 12 1/4"
XL	31 - 36 cm	12 1/4 - 14 1/4"



專利產品

CPO-7704

拇趾外翻矯正護套

特色

- 兩側輕薄支撐轉軸片，幫助撐開並固定腳趾。
- 拆卸式的小趾固定套，可依需求加裝使用。
- 舒緩拇趾外翻造成的疼痛及減少趾間摩擦。
- 使用超薄透氣網布，減少悶熱感。
- 可行走時使用。


材質

合成橡膠、尼龍、鋁合金、聚酯纖維

QTY:1PC

適用症狀

- 拇趾外翻
- 拇囊炎
- 小趾內翻



S	20 - 24 cm	8 - 9 1/2"
L	24 - 29 cm	9 1/2 - 11 1/2"





醫療彈性襪系列

醫療彈性襪可幫助靜脈對抗血管內的壓力，減緩或避免受損情況加重。醫療襪的遞減式壓力設計，由壓力最大的腳踝處，往上遞減，可協助血液的回流，加強循環代謝的功能。

醫療彈性襪的特點

- 採用標準德規漸進式壓力設計，第一級低壓為 18-21mmHg、第二級中壓為 23-32mmHg、第三級高壓為 34-46mmHg。漸進式的壓力設計可增進下肢血液循環，舒適的以壓力落差讓循環自然改善，減少下肢水腫、疲勞疼痛，幫助美腿、雕塑腿型。
- 穩定的漸進式壓力及人工學設計幫助腿型更完美，有效的消除水腫進而達成塑型。
- 材質使用萊卡纖維，彈性佳、耐用度高，線紗不易鬆散可保持產品功效，手感柔軟、穿著舒適，長時間穿著也不會感到緊繃疼痛。
- 無毒線紗的使用減少過敏機會，採用通過歐盟無毒線紗測試之線紗，讓消費者更安心的使用，減少敏感狀況發生。
- 適合上班長時間站立者，例如老師、專櫃人員、服務人員、空姐等，以及下半身常有水腫困擾或容易疲勞酸痛者，都適合使用第一級低壓的醫療壓力襪。有輕微靜脈曲張者更可使用第一級醫療壓力襪來做保養保護，避免靜脈曲張程度更加嚴重。中度靜脈曲張者或做過靜脈曲張手術的患者，則可使用第三級高壓的醫療壓力襪來做復原期的養護或以第二級中壓的醫療壓力襪來作為往後的長期保養。

各壓力等級的適用症狀

壓力一級 (ccl. 1): 18-21mmHg

- 輕微的靜脈曲張使用
- 腿部疲勞、疼痛
- 輕微足踝腿部水腫
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象

壓力二級 (ccl.2): 23-32mmHg

- 中度至重度的靜脈曲張使用
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用
- 中度的足踝腿部水腫
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象

壓力三級 (ccl.3): 34-46mmHg

- 重度的靜脈曲張使用
- 重度的足踝腿部水腫
- 靜脈曲張術後使用



漸進式的壓力設計可增進下肢血液循環



腳跟與趾頭處採用一體成型織法，使舒適感提升並穿戴容易



萊卡纖維手感柔軟、耐用性佳



鬆緊帶穩定襪子的位置，避免下滑



露趾設計，方便觀察血液循環狀況



點狀矽膠鬆緊帶，穩定襪子的位置，避免下滑



臀部低彈性設計，可修飾臀型並幫助腿部的循環回流

Compression stockings

壓力等級

壓力一級 (18-21 mmHg)



醫療彈性小腿襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 輕微的靜脈曲張使用。
- 腿部疲勞、疼痛。
- 輕微足踝腿部水腫。
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象。

尺寸 1 - 5 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2001

超彈性型 CPS-3001



醫療彈性膝上襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 輕微的靜脈曲張使用。
- 腿部疲勞、疼痛。
- 輕微足踝腿部水腫。
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象。

尺寸 1 - 5 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2101

超彈性型 CPS-3101




醫療彈性大腿襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 輕微的靜脈曲張使用。
- 腿部疲勞、疼痛。
- 輕微足踝腿部水腫。
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象。

尺寸 1 - 5 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2301

超彈性型 CPS-3301



醫療彈性褲襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 輕微的靜脈曲張使用。
- 腿部疲勞、疼痛。
- 輕微足踝腿部水腫。

尺寸 1 - 5 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2401

超彈性型 CPS-3401



壓力等級

壓力二級 (23-32 mmHg)



醫療彈性小腿襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2002

超彈性型 CPS-3002



醫療彈性小腿襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2004

超彈性型 CPS-3004



醫療彈性膝上襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2102

超彈性型 CPS-3102



醫療彈性膝上襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。
- 減少懷孕期間的腿部水腫與靜脈曲張現象。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2104

超彈性型 CPS-3104



Compression stockings

壓力等級

壓力二級 (23-32 mmHg)



醫療彈性大腿襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2302

超彈性型 CPS-3302



醫療彈性大腿襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  


| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2304

超彈性型 CPS-3304



醫療彈性褲襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  


| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2402

超彈性型 CPS-3402



醫療彈性褲襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 中度至重度的靜脈曲張使用。
- 靜脈曲張術後復原期或往後的長時間保養使用。
- 中度的足踝腿部水腫。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2404

超彈性型 CPS-3404



壓力等級

壓力三級 (34-46 mmHg)



醫療彈性小腿襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2006

超彈性型 CPS-3006



醫療彈性小腿襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2007

超彈性型 CPS-3007



醫療彈性膝上襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2105

超彈性型 CPS-3105



醫療彈性膝上襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2106

超彈性型 CPS-3106



Compression stockings

壓力等級

壓力三級 (34-46 mmHg)



醫療彈性大腿襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2201

超彈性型 CPS-3305



醫療彈性大腿襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  


| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2202

超彈性型 CPS-3306



醫療彈性褲襪 (包趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  


| 材質 |

萊卡、尼龍

| Item No. |

舒適型 CPS-2405

超彈性型 CPS-3405



醫療彈性褲襪 (露趾)

| 適用症狀 |

- 重度的靜脈曲張使用。
- 重度的足踝腿部水腫。
- 靜脈曲張術後使用。

尺寸 1 - 7 (請參考 P.29)

顏色  

| 材質 |

萊卡、尼龍


| Item No. |

舒適型 CPS-2406

超彈性型 CPS-3406



Size | Compression stockings



Size	1	2	3	4	5	6	7	
Circumference	cH	≤ 95 cm ≤ 37½"	≤ 100 cm ≤ 39¼"	≤ 105 cm ≤ 41¼"	≤ 110 cm ≤ 43¼"	≤ 114 cm ≤ 45"	≤ 118 cm ≤ 46½"	≤ 120 cm ≤ 47¼"
	cG	43 - 48 cm 17" - 18¾"	45 - 52 cm 17¾" - 19¾"	47 - 56 cm 18½" - 20½"	50 - 60 cm 19¾" - 22"	53 - 63 cm 20¾" - 22¾"	56 - 66 cm 22" - 23½"	58 - 68 cm 22¾" - 25¼"
	cC	28 - 34 cm 11" - 13¼"	30 - 37 cm 11¾" - 14½"	33 - 40 cm 13" - 15¾"	35 - 43 cm 13¾" - 17"	37 - 45 cm 14½" - 17¾"	39 - 47 cm 15¼" - 18½"	41 - 49 cm 16" - 19¼"
	cB	18 - 20 cm 7" - 7¾"	20 - 22 cm 7¾" - 8¾"	22 - 24 cm 8¾" - 9½"	24 - 26 cm 9½" - 10¼"	26 - 28 cm 10¼" - 11"	28 - 30 cm 11" - 11¾"	30 - 32 cm 11¾" - 12½"
Length	IG	62 - 70 cm 24½" - 27½"	62 - 70 cm 24½" - 27½"	66 - 74 cm 26" - 29"	66 - 74 cm 26" - 29"	68 - 76 cm 26¾" - 30"	68 - 76 cm 26¾" - 30"	68 - 76 cm 26¾" - 30"
	ID	30 - 38 cm 11¾" - 15"	30 - 38 cm 11¾" - 15"	34 - 40 cm 13¼" - 15¾"	34 - 40 cm 13¼" - 15¾"	36 - 42 cm 14¼" - 16½"	36 - 42 cm 14¼" - 16½"	36 - 42 cm 14¼" - 16½"

cH 臂圍 cG 大腿最大腿圍 cC 小腿最大腿圍
cB 腳踝圍 IG 腳跟到大腿長度 ID 腳跟到膝蓋長度

糖尿病足保健襪



糖尿病足保健襪

| 特色 |


- 抗菌銀纖維，可有效抑制細菌的滋生。
- 無縫手工對目，避免對腳趾造成摩擦。
- 無束縛的襪口織法，減少對腳部的壓迫。
- 柔軟緩衝厚底，舒適並提供更好的緩衝與保護。

| 材質 |

- 棉、萊卡、竹炭纖維、銀纖維

| 適用症狀 |

- 糖尿病患者的足部保健使用
- 足部血液循環不良
- 足部容易產生異味者



SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
M	38 - 42	4 - 7.5	4½ - 8	6 - 9½
L	43 - 47	6 - 10	6½ - 10½	8 - 11½

Compression stockings

抗血栓襪



抗血栓小腿襪 18mmHg


| 適用症狀 |

- 給手術後或長期臥床病患使用。
- 降低栓塞發生的機率。
- 預防靜脈血栓。

| 材質 |

彈性纖維、尼龍

尺寸	1 - 7
顏色	白



抗血栓大腿襪 - 矽膠鬆緊帶 18mmHg

| 適用症狀 |

- 給手術後或長期臥床病患使用。
- 降低栓塞發生的機率。
- 預防靜脈血栓。


| 材質 |

彈性纖維、尼龍

尺寸	1 - 7
顏色	白



Size | Anti-embolism stockings



Size		1	2	3	4	5	6	7
Circumference	cH	≤ 95 cm ≤ 37½"	≤ 100 cm ≤ 39¼"	≤ 105 cm ≤ 41¼"	≤ 110 cm ≤ 43¼"	≤ 114 cm ≤ 45"	≤ 118 cm ≤ 46½"	≤ 120 cm ≤ 47¼"
	cG	43 - 48 cm 17" - 18¾"	45 - 50 cm 17¾" - 19¾"	47 - 52 cm 18½" - 20½"	50 - 56 cm 19¾" - 22"	53 - 58 cm 20¾" - 22¾"	56 - 60 cm 22" - 23½"	58 - 64 cm 22¾" - 25¼"
	cC	28 - 34 cm 11" - 13¼"	30 - 37 cm 11¾" - 14½"	33 - 40 cm 13" - 15¾"	35 - 43 cm 13¾" - 17"	37 - 45 cm 14½" - 17¾"	39 - 47 cm 15¼" - 18½"	41 - 49 cm 16" - 19¼"
	cB	18 - 20 cm 7" - 7¾"	20 - 22 cm 7¾" - 8¾"	22 - 24 cm 8¾" - 9½"	24 - 26 cm 9½" - 10¼"	26 - 28 cm 10¼" - 11"	28 - 30 cm 11" - 11¾"	30 - 32 cm 11¾" - 12½"

Size		1	2	3	4	5	6	7
Length	IG	62 - 70 cm 24½" - 27½"	62 - 70 cm 24½" - 27½"	66 - 74 cm 26" - 29"	66 - 74 cm 26" - 29"	68 - 76 cm 26¾" - 30"	68 - 76 cm 26¾" - 30"	68 - 76 cm 26¾" - 30"
	ID	30 - 38 cm 11¾" - 15"	30 - 38 cm 11¾" - 15"	34 - 40 cm 13¼" - 15¾"	34 - 40 cm 13¼" - 15¾"	36 - 42 cm 14¼" - 16½"	36 - 42 cm 14¼" - 16½"	36 - 42 cm 14¼" - 16½"

cH 臂圍 cG 大腿最大腿圍 cC 小腿最大腿圍
cB 腳踝圍 IG 腳跟到大腿長度 ID 腳跟到膝蓋長度

旅行襪



旅行襪 10-14 mmHg

| 適用症狀 |

- 輕微的足踝水腫及長途旅程者使用。
- 降低發生深層靜脈栓塞的機率。

| 材質 |

彈性纖維、尼龍

尺寸 單一尺寸

顏色 



旅行襪 18-21 mmHg

| 適用症狀 |

- 輕微的足踝水腫及長途旅程者使用。
- 降低發生深層靜脈栓塞的機率。

| 材質 |


彈性纖維、尼龍

尺寸 S - XL

顏色 



Size | Travel stockings



Size		S	M	L	XL
Circumference	cC	28 - 34 cm 11" - 13¼"	33 - 40 cm 13" - 15¾"	37 - 45 cm 14½" - 17¾"	41 - 49 cm 16" - 19¼"
	cB	18 - 20 cm 7" - 7¾"	22 - 24 cm 8¾" - 9½"	26 - 28 cm 10¼" - 11"	30 - 32 cm 11¾" - 12½"
Size		S	M	L	XL
Length	ID	30 - 38 cm 11¾" - 15"	34 - 40 cm 13¼" - 15¾"	36 - 42 cm 14¼" - 16½"	36 - 42 cm 14¾" - 16¾"

cC 小腿最大腿圍

cB 腳踝圍

ID 腳跟到膝蓋長度

足部釋壓保健用品

Keep Comfort Health Plus



- 醫療級矽膠不易引起過敏反應
- 醫療級矽膠不易變型、磨耗，耐用性長
- 可提供腳部柔軟的按摩觸感
- 減緩因長時間的站立或行走所造成的足部疼痛與疲勞感
- 重新分配足底各部位所承受的壓力
- 人體工學的設計，容易穿戴使用便利
- 可清洗並重覆使用



使用不過敏材質 -
醫療級矽膠、凝膠



雙重密度調配，幫助舒緩
並重新分配足底各部位所
承受的壓力



人體工學的設計，穿戴簡便



防止磨擦所造成的不適



肌膚保溼



超薄型輕巧設計



Insoles and Footcare

矽膠




矽膠全足墊

| 特色 |

- 腳跟及前掌藍色區域加強柔軟釋壓設計，提供緩衝吸震的效果，舒緩疼痛。
- 掌中央凸起設計，幫助橫弓處的支撐，減緩足部疲勞。
- 透氣孔設計提高舒適度。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
34	33 - 34	1 - 2	2 - 3	3½ - 4½
36	35 - 36	2½ - 3½	3½ - 4½	5 - 6
38	37 - 38	4 - 5	5 - 6	6½ - 7½
40	39 - 40	5½ - 6½	6½ - 7½	8 - 9
42	41 - 42	7 - 8	8 - 9	9½ - 10
44	43 - 44	8½ - 9½	9½ - 10½	10½ - 11½
46	45 - 46	10 - 11	11 - 12	12 - 13½
48	47 - 48	11½ - 13	12½ - 13½	14 - 15



| 材質 |
矽膠

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 足底疼痛疲勞
- 趾骨、足跟處疼痛
- 舒緩足底筋膜炎的不適




趾下支撐矽膠全足墊

| 特色 |

- 腳跟、中足外側至前掌的藍色區域加強柔軟釋壓設計，提供緩衝吸震的效果，舒緩疼痛。
- 腳趾處支撐設計，舒緩腳趾的不適。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	36 - 38	3½ - 5	4½ - 6	6 - 7½
M	39 - 41	5½ - 7½	6½ - 8½	8 - 9½
L	42 - 44	8 - 9½	9 - 10½	10 - 11½




| 材質 |
矽膠

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 足底疼痛疲勞
- 足外側、足跟處疼痛
- 外翻足適用，可舒緩足外側的壓力




舒適型平面矽膠鞋墊

| 特色 |

- 表面柔軟貼布，增進使用的舒適感。
- 前緣裁切線設計，可依各種鞋款的需要自行剪裁。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	34 - 37	2 - 4½	3 - 5½	4½ - 7
M	38 - 42	5 - 8	6 - 9	7½ - 10
L	43 - 47	8½ - 11½	9½ - 12½	10½ - 14



| 材質 |
矽膠、尼龍

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 足底疼痛疲勞






CPF-1004

矽膠全足墊

| 特色 |

- 腳跟及前掌藍色區域加強柔軟釋壓設計，提供緩衝吸震的效果，舒緩疼痛。
- 掌中央凸起設計，幫助橫弓處的支撐，減緩足部疲勞。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
XS	37 - 38	4 - 5	5 - 6	6½ - 7½
S	39 - 40	5½ - 6½	6½ - 7½	8 - 9
M	41 - 42	7 - 8	8 - 9	9½ - 10
L	43 - 44	8½ - 9½	9½ - 10½	10½ - 11½
XL	45 - 46	10 - 11	11 - 12	12 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 足底疼痛疲勞
- 跗骨、足跟處疼痛
- 舒緩足底筋膜炎的不適




CPF-1007

矽膠全足墊

| 特色 |

- 腳跟及足弓藍色區域加強柔軟釋壓設計，提供緩衝吸震的效果，舒緩疼痛。
- 輕薄型設計。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 36	1 - 3½	2 - 4½	3½ - 6
M	37 - 40	4 - 6½	5 - 7½	6½ - 9
L	41 - 44	7 - 9½	8 - 10½	9½ - 11½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 後跟疼痛疲勞
- 舒緩足內側的壓力




CPF-1101

3/4 長矽膠鞋墊

| 特色 |

- 腳跟及前掌藍色區域加強柔軟釋壓設計，提供緩衝吸震的效果，舒緩疼痛。
- 弧狀包覆設計，加強腳跟的穩定以及足底縱弓的支撐。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 36	1 - 3½	2 - 4½	3½ - 6
M	37 - 40	4 - 6½	5 - 7½	6½ - 9
L	41 - 44	7 - 9½	8 - 10½	9½ - 11½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 足底疼痛疲勞
- 跗骨、足跟處疼痛
- 舒緩足底筋膜炎的不適



Insoles and Footcare




CPF-1201

矽膠後跟墊

| 特色 |

- 藍色區域加強腳跟的釋壓與緩衝吸震。
- 後方杯狀設計加強足跟穩定性。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	35 - 37	2½ - 4	3½ - 5	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	5½ - 7½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	8 - 9½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 足跟疼痛
- 久站者適用




CPF-1202

可調式矽膠後跟墊

| 特色 |

- 吸震並減緩腳跟疼痛。
- 中央可移動式墊片，適合用於減輕跟骨骨刺的疼痛。
- 可依需求放置或取下水滴型墊片。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	35 - 37	2½ - 4	3½ - 5	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	5½ - 7½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	8 - 9½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 足跟疼痛
- 跟骨骨刺者使用可減少壓迫的疼痛




CPF-1203

矽膠後跟墊

| 特色 |

- 藍色區域加強腳跟的釋壓與緩衝吸震。
- 調整足底整體的壓力分布。
- 腳跟處止滑設計。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	35 - 37	2½ - 4	3½ - 5	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	5½ - 7½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	8 - 9½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 足跟疼痛
- 久站者適用






CPF-1204

矽膠後足墊

| 特色 |

- 藍色區域加強緩衝吸震並減緩不適。
- 調整足底整體的壓力分布。
- 內外緣不同厚度，可用於跟骨內旋或外旋。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	≤ 34	≤ 2	≤ 3	≤ 4½
M	35 - 40	2½ - 6½	3½ - 7½	5 - 9
L	41 - 46	7 - 11	8 - 12	9½ - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 足跟疼痛
- 久站者適用
- 輕微內翻或外翻足




CPF-1205

矽膠後跟墊

| 特色 |

- 吸震並減緩腳跟疼痛。
- 調整足底整體的壓力分布。
- 薄型設計，適用於多種鞋款。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	35 - 37	2½ - 4	3½ - 5	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	5½ - 7½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	8 - 9½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 足跟疼痛
- 久站者適用




CPF-1206

U 型矽膠後足墊

| 特色 |

- U 型設計幫助腳跟釋壓與緩衝吸震。
- 加強腳跟的穩定性，預防腳踝的扭傷。
- 減緩腳跟的刺痛不適。
- 適用於多種鞋款與腳型。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	35 - 37	2½ - 4	3½ - 5	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	5½ - 7½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	8 - 9½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 足跟疼痛
- 足跟不穩定者
- 扁平足



Insoles and Footcare




CPF-1208

矽膠後跟墊

| 特色 |

- 柔軟材質加強腳跟的釋壓與緩衝吸震。
- 後方杯狀設計加強足跟穩定性，預防腳踝扭傷。
- 人體工學設計貼合腳型，增加穿著的舒適度。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	35 - 37	2½ - 4	3½ - 5	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	5½ - 7½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	8 - 9½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 足跟疼痛
- 久站者適用



CPF-1301

夾腳型矽膠前掌減壓墊

| 特色 |

- 吸收緩衝前掌所受到的壓力。
- 減少硬繭造成的疼痛。
- 夾腳墊片設計可用於拇趾外翻患者。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 38	1 - 5	2 - 6	3½ - 7½
L	39 - 46	5½ - 11	6½ - 12	8 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 前足壓迫疼痛
- 前足長繭
- 腳趾重疊



CPF-1302

趾套型矽膠前掌減壓墊

| 特色 |

- 吸收緩衝前掌所受到的壓力。
- 減少硬繭造成的疼痛。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 38	1 - 5	2 - 6	3½ - 7½
L	39 - 46	5½ - 11	6½ - 12	8 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 前足壓迫疼痛
- 前足長繭





CPF-1401

矽膠趾套

| 特色 |

- 提供腳趾緩衝與保護。
- 減輕雞眼或硬繭造成的疼痛。
- 適用於腳趾或手指。

S	Diameter 16mm
L	Diameter 20mm



| 材質 |
矽膠

QTY : 2 PCS

| 適用病症 |

- 腳趾重疊
- 腳趾摩擦長繭
- 腳趾處的雞眼



CPF-1402

矽膠趾套

| 特色 |

- 提供腳趾緩衝與保護。
- 減輕雞眼或硬繭造成的疼痛。
- 分隔並矯正重疊的腳趾。

S	Diameter 15mm
M	Diameter 18mm
L	Diameter 22mm



| 材質 |
矽膠

QTY : 2 PCS

| 適用病症 |

- 腳趾重疊
- 腳趾摩擦長繭
- 腳趾處的雞眼



CPF-1501

矽膠腳趾支撐器

| 特色 |

- 減少腳趾受到的壓力與摩擦。
- 撐開彎曲的腳趾。
- 減緩錘狀趾造成的疼痛。
- 套環式穿戴，方便固定支撐器位置。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 36	1 - 3½	2 - 4½	3½ - 6
M	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 錘狀趾
- 爪形趾
- 槌狀趾



Insoles and Footcare



CPF-1502

矽膠腳趾分隔墊

| 特色 |

- 幫助撐開歪斜的腳趾。
- 舒緩腳趾重疊或拇趾外翻造成的疼痛。
- 減少趾間摩擦。
- 分隔開重疊的腳趾。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 36	1 - 3½	2 - 4½	3½ - 6
M	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 2 PCS

| 適用病症 |

- 拇趾外翻
- 腳趾重疊



CPF-1503

矽膠腳趾分隔片

| 特色 |

- 幫助撐開歪斜的腳趾。
- 舒緩腳趾重疊或雞眼造成的疼痛。
- 減少趾間摩擦。
- 分隔開重疊的腳趾。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 36	1 - 3½	2 - 4½	3½ - 6
M	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 2 PCS

| 適用病症 |

- 拇趾外翻
- 腳趾重疊



CPF-1504

矽膠小趾內翻保護套

| 特色 |

- 減少小趾外側受到壓力與摩擦。
- 套環式穿戴，方便包覆正確位置。

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 38	1 - 5	2 - 6	3½ - 7½
L	39 - 46	5½ - 11	6½ - 12	8 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PC

| 適用病症 |

- 小趾內翻、囊腫
- 第五跖骨外側摩擦長繭





姆指外翻保護套

| 特色 |

- 減少大姆趾內側受到壓力與摩擦。
- 套環式穿戴，方便包覆正確位置。

| 適用病症 |

- 姆趾外翻
- 姆囊炎

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 38	1 - 5	2 - 6	3½ - 7½
L	39 - 46	5½ - 11	6½ - 12	8 - 13½



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PC



矽膠防繭防雞眼貼片

| 特色 |

- 柔軟矽膠墊片保護及預防雞眼或硬繭的形成。

| 適用病症 |

- 硬繭、雞眼生成處
- 易摩擦處

One Size



| 材質 |
矽膠、聚酯纖維

QTY : 4 PCS



矽膠防繭防雞眼貼片

| 特色 |

- 柔軟矽膠墊片保護及預防雞眼或硬繭的形成。

| 適用病症 |

- 硬繭、雞眼生成處
- 易摩擦處

One Size



| 材質 |
矽膠、聚酯纖維

QTY : 9 PCS



矽膠後跟贴


| 特色 |

- 避免鞋後緣對腳跟後方皮膚的摩擦。

| 適用病症 |

- 鞋子對後跟的摩擦

One Size



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR



Insoles and Footcare

凝膠



凝膠足弓墊

| 特色 |

- 提供足弓支撐性。
- 增進足部的穩定度。
- 避免足弓疼痛。
- 適用於多種鞋型。

One Size



| 材質 |
凝膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 扁平足
- 足部過度內旋




凝膠趾套

| 特色 |

- 提供腳趾緩衝與保護。
- 減輕雞眼或硬繭造成的疼痛。
- 分隔並矯正重疊的腳趾。
- 內層全為凝膠層。
- 可依需求做裁剪。

S Width 22mm x 15cm

L Width 30mm x 15cm



| 材質 |

凝膠、尼龍、彈性纖維

QTY : 1 TUBE

| 適用病症 |

- 腳趾重疊
- 腳趾摩擦長繭
- 腳趾處的雞眼



凝膠趾套

| 特色 |

- 提供腳趾緩衝與保護。
- 減輕雞眼或硬繭造成的疼痛。
- 分隔並矯正重疊的腳趾。

S Diameter 12mm

L Diameter 15mm



| 材質 |
凝膠

QTY : 2 PCS

| 適用病症 |

- 腳趾重疊
- 腳趾摩擦長繭
- 腳趾處的雞眼






CPF-2403

凝膠趾套

| 特色 |

- 提供腳趾緩衝與保護。
- 減輕雞眼或硬繭造成的疼痛。
- 適用於腳趾或手指。
- 內層全為凝膠層。

S	Width 20mm
M	Width 25mm
L	Width 30mm



| 材質 |

凝膠、尼龍、彈性纖維

QTY : 2 PCS

| 適用病症 |

- 腳趾重疊
- 腳趾摩擦長繭
- 腳趾處的雞眼




CPF-2404
CPF-2405

凝膠趾套 CPF-2404 凝膠趾套 (整捲) CPF-2405

| 特色 |

- 點狀凝膠墊提供腳趾緩衝與保護。
- 減輕雞眼或硬繭造成的疼痛。
- 分隔重疊的腳趾。
- 可依需求做裁剪。(CPF-2405)

	CPF-2404	CPF-2405
S	Width 20mm	Width 20mm x 55cm (17 dots)
M	Width 25mm	Width 25mm x 55cm (15 dots)
L	Width 30mm	Width 30mm x 55cm (11 dots)




| 材質 |

凝膠、尼龍、彈性纖維

QTY : 2 PCS
(CPF-2404)
QTY : 1 PC
(CPF-2405)

| 適用病症 |

- 腳趾重疊
- 腳趾摩擦長繭
- 腳趾處的雞眼




CPF-2406
CPF-2407

凝膠趾套 CPF-2406 凝膠趾套 (整捲) CPF-2407

| 特色 |

- 凝膠墊片提供腳趾緩衝與保護。
- 減輕雞眼或硬繭造成的疼痛。
- 分隔重疊的腳趾。
- 內層一半為凝膠層。
- 可依需求做裁剪。(CPF-2407)

	CPF-2406	CPF-2407
S	Width 20mm	Width 20mm x 60cm
M	Width 25mm	Width 25mm x 60cm
L	Width 30mm	Width 30mm x 60cm



| 材質 |

凝膠、尼龍、彈性纖維

QTY : 2 PCS
(CPF-2406)
QTY : 1 PC
(CPF-2407)

| 適用病症 |

- 腳趾重疊
- 腳趾摩擦長繭
- 腳趾處的雞眼




Insoles and Footcare



凝膠腳趾分隔片

| 特色 |

- 幫助撐開歪斜的腳趾。
- 舒緩腳趾重疊或雞眼造成的疼痛。
- 減少趾間摩擦。
- 分隔開重疊的腳趾。



| 材質 |
凝膠

QTY : L-2 PCS
S-6 PCS

| 適用病症 |

- 姆趾外翻
- 腳趾重疊



SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 38	1 - 5	2 - 6	3½ - 7½
L	39 - 46	5½ - 11	6½ - 12	8 - 13½

CPF-2501



凝膠腳趾分隔墊

| 特色 |

- 幫助撐開歪斜的腳趾。
- 舒緩腳趾重疊或姆趾外翻造成的疼痛。
- 減少趾間摩擦。
- 分隔開重疊的腳趾。



| 材質 |
凝膠

QTY : 2 PCS

| 適用病症 |

- 姆趾外翻
- 腳趾重疊



SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 36	1 - 3½	2 - 4½	3½ - 6
M	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½

CPF-2502



凝膠腳趾支撐器

| 特色 |

- 減少腳趾受到的壓力與摩擦。
- 撐開彎曲的腳趾。
- 減緩錘狀趾造成的疼痛。
- 套環式穿戴，方便固定支撐器位置。



| 材質 |
凝膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 錘狀趾
- 爪形趾
- 槌狀趾



SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 36	1 - 3½	2 - 4½	3½ - 6
M	37 - 41	4 - 7	5 - 8	6½ - 9½
L	42 - 46	7½ - 11	8½ - 12	10 - 13½

CPF-2503



CPF-2504

凝膠拇趾內側保護墊

| 特色 |

- 減少大拇趾內側受到壓力與摩擦。
- 套環式穿戴，方便包覆正確位置。

| 適用病症 |

- 拇趾外翻
- 拇囊炎

One Size



| 材質 |
凝膠

QTY : 1 PC



CPF-2505

拇外翻矯正護套

| 特色 |

- 幫助撐開歪斜的腳趾。
- 舒緩腳趾重疊或拇指外翻造成的疼痛。
- 減少趾間摩擦。
- 分隔開重疊的腳趾。

| 適用病症 |

- 拇趾外翻
- 拇囊炎
- 腳趾重疊

One Size



| 材質 |
凝膠

QTY : 1 PC



CPF-2506

凝膠腳趾分隔墊

| 特色 |

- 舒緩腳趾重疊或拇指外翻造成的疼痛。
- 減少趾間摩擦。
- 分隔開重疊的腳趾。

| 適用病症 |

- 拇趾外翻
- 拇囊炎
- 腳趾重疊

One Size



| 材質 |

凝膠、尼龍、彈性纖維

QTY : 1 PR



CPF-6301

凝膠前掌減壓套


| 特色 |

- 內置凝膠墊片吸收緩衝前掌所受到的壓力。
- 彈性襪套方便固定墊片位置。

| 適用病症 |

- 前足壓迫疼痛
- 前足長繭

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	33 - 38	1 - 5	2 - 6	3½ - 7½
L	39 - 46	5½ - 11	6½ - 12	8 - 13½



| 材質 |

凝膠、尼龍、彈性纖維

QTY : 1 PR



Insoles and Footcare



CPF-6302

凝膠前掌減壓墊

特色

- 內置凝膠墊片吸收緩衝前掌所受到的壓力。
- 避免硬繭產生，並舒緩前掌的不適。
- 黏扣帶設計方便調整。

適用病症

- 前足壓迫疼痛
- 前足長繭

One Size



材質

凝膠、PVC、聚酯纖維

QTY: 1 PC



CPF-6601

凝膠拇趾內側保護套

特色

- 凝膠墊片保護大拇趾區域，減少摩擦。
- 襪套式矯正大拇趾位置。

適用病症

- 拇趾外翻
- 拇囊炎

SIZE	EURO	UK	US	
			MEN	WOMEN
S	35 - 37	2½ - 4	3½ - 5	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	5½ - 7½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	8 - 9½	9½ - 11



材質

凝膠，尼龍，彈性纖維

QTY: 1 PC



CPF-6602

跟腱保護套

特色

- 減輕跟腱的壓力與疼痛。
- 凝膠墊片保護跟腱，減少摩擦。

適用病症

- 跟腱炎

S	13 - 17 cm (5" - 6¾")
L	17 - 25 cm (6¾" - 9¾")



材質

凝膠，尼龍，彈性纖維

QTY: 1 PC



CPF-6604

腳跟保濕襪套

特色

- 舒緩腳跟的壓力與疼痛。
- 後跟處有保溼凝膠墊。
- 礦物油軟化角質並保溼肌膚。

適用病症

- 硬繭與厚角質
- 足跟皮膚乾燥

One Size



材質

凝膠、綿、彈性纖維

QTY: 1 PR



高跟鞋與涼鞋使用

高跟鞋用矽膠鞋墊

| 特色 |

- 掌中央凸起設計，幫助橫弓處的支撐，減緩足部疲勞。
- 專為女鞋與高跟鞋使用的超薄設計，不佔鞋內空間。



CPF-1005

SIZE	EURO	UK	US
S	35 - 37	2½ - 4	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 高跟鞋族群適用
- 橫弓處疲勞疼痛適用



高跟鞋用矽膠鞋墊

| 特色 |

- 藍色區域加強柔軟釋壓設計，提供緩衝吸震的效果，舒緩前掌的不適。
- 前掌凸起設計，幫助橫弓處的支撐，減緩足部疲勞。
- 專為女鞋與高跟鞋使用的超薄設計，不佔鞋內空間。



CPF-1006

SIZE	EURO	UK	US
S	35 - 37	2½ - 4	5 - 6½
M	38 - 40	4½ - 6½	7 - 9
L	41 - 43	7 - 8½	9½ - 11



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 高跟鞋族群適用
- 橫弓處疲勞疼痛適用



高跟鞋用矽膠後跟墊

| 特色 |

- 吸震並減緩腳跟疼痛。
- 專為女鞋與高跟鞋使用的超薄設計，不佔鞋內空間。



CPF-1207

SIZE	EURO	UK	US
S	33 - 37	1 - 4	3½ - 6½
L	38 - 42	5 - 8	7 - 10



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 高跟鞋族群適用
- 腳跟疼痛適用



Insoles and Footcare



高跟鞋用矽膠前掌減壓墊

| 特色 |

- 掌中央凸起設計，幫助橫弓處的支撐，減緩足部疲勞。
- 專為女鞋與高跟鞋使用的超薄設計，不佔鞋內空間。

SIZE	EURO	UK	US
S	33 - 37	1 - 4	3½ - 6½
L	38 - 42	5 - 8	7 - 10



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 高跟鞋族群適用
- 前掌處疼痛適用



高跟鞋用矽膠前掌減壓墊 (可移動式墊片)

| 特色 |

- 掌中央凸起設計，幫助橫弓處的支撐，減緩足部疲勞。
- 移動式墊片，可針對需求做調整。
- 專為女鞋與高跟鞋使用的超薄設計，不佔鞋內空間。

SIZE	EURO	UK	US
S	33 - 37	1 - 4	3½ - 6½
L	38 - 42	5 - 8	7 - 10



| 材質 |
矽膠

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 高跟鞋族群適用
- 前掌處疼痛適用



凝膠前掌減壓墊

| 特色 |

- 吸收緩衝前掌所受到的壓力。
- 減少硬繭造成的疼痛。
- 柔軟布面觸感舒適。
- 適用於多數的高跟鞋或便鞋。

One Size



| 材質 |
凝膠、聚酯纖維

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 高跟鞋族群適用
- 前掌處疼痛適用
- 前足長繭





夾腳涼鞋前掌墊

| 特色 |

- 避免腳趾與涼鞋鞋帶間的摩擦。
- 減少前掌硬繭造成的疼痛。
- 舒緩長時間站立或行走對前掌造成的壓力與摩擦。
- 可方便黏貼於涼鞋上，或從涼鞋上取下。

One Size



| 材質 |
PU

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 夾腳型涼鞋適用
- 前掌處疼痛適用
- 前足長繭
- 腳趾與鞋帶摩擦



夾腳涼鞋趾間保護套

| 特色 |

- 避免腳趾與涼鞋鞋帶間的摩擦。
- 特別使用於夾腳型涼鞋。
- 可方便黏貼於涼鞋上，或從涼鞋上取下。

One Size



| 材質 |
PU

QTY : 1 PR

| 適用病症 |

- 夾腳型涼鞋適用
- 腳趾與鞋帶摩擦



Insoles and Footcare

保濕



保濕全足襪套

| 特色 |

- 持續釋出的荷荷芭油幫助軟化硬繭與局部角質。
- 使乾燥的皮膚保持滋潤有彈性。
- 薰衣草精油清香，舒緩精神的疲勞。

One Size

| 材質 |

外層：尼龍、彈性纖維
內層：凝膠、荷荷芭油、薰衣草精油

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 硬繭與厚角質
- 皮膚乾燥



保濕腳跟襪套

| 特色 |

- 持續釋出的荷荷芭油幫助軟化硬繭與局部角質。
- 使乾燥的皮膚保持滋潤有彈性。
- 薰衣草精油清香，舒緩精神的疲勞。

One Size

| 材質 |

外層：尼龍、彈性纖維
內層：凝膠、荷荷芭油、薰衣草精油

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 硬繭與厚角質
- 皮膚乾燥



保濕手套

| 特色 |

- 持續釋出的荷荷芭油幫助軟化硬繭與局部角質。
- 使乾燥的皮膚保持滋潤有彈性。
- 薰衣草精油清香，舒緩精神的疲勞。

One Size

| 材質 |

外層：尼龍、彈性纖維
內層：凝膠、荷荷芭油、薰衣草精油

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 硬繭與厚角質
- 皮膚乾燥



保濕手肘套

| 特色 |

- 持續釋出的荷荷芭油幫助軟化硬繭與局部角質。
- 使乾燥的皮膚保持滋潤有彈性。
- 薰衣草精油清香，舒緩精神的疲勞。

One Size

| 材質 |

外層：尼龍、彈性纖維
內層：凝膠、荷荷芭油、薰衣草精油

QTY: 1 PR

| 適用病症 |

- 硬繭與厚角質
- 皮膚乾燥



康譜企業有限公司

台灣新北市三重區興德路96號14樓之1

TEL:886-2-85113758 FAX:886-2-85113755

E-mail: service@comfortplus-medical.com

網址 :www.comfortplus-medical.com